

Irudigune – app de captura de imágenes clínicas



Osakidetza

MANUAL DESPLIEGUE

Hoja de control de cambio

Título	Manual despliegue		
Entregable	Manual despliegue		
Nombre del Fichero	Manual despliegue piloto		
Autor	Joseba Albizua		
Versión/Edición	<v01r01>	Fecha Versión	09/10/2023
Aprobado por		Fecha Aprobación	DD/MM/AAAA
		N.º Total Páginas	15

Registro de cambios

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Área	Fecha del Cambio
<v01r00>	Versión inicial	Joseba Albizua		09/10/2023

Índice

Contenido

Hoja de control de cambio.....	1
Índice.....	2
Introducción.....	3
Plan de despliegue.....	4
1. DESCARGA APPs NECESARIAS.....	4
1.1. Microsoft Authenticator	4
1.2. Descargar app Irudigune.....	5
1.3. Primer acceso a la app de Irudigune	6

Introducción

El objetivo de este documento es describir los pasos a realizar para comenzar a utilizar la app Irudigune, para la captura de imágenes clínicas desde dispositivos móviles personales.

Plan de despliegue

1. DESCARGA APPS NECESARIAS

1.1. Microsoft Authenticator

Para poder utilizar la app de Irudigune en móviles personales se requiere de un segundo factor de autenticación. Por ello el primer paso a realizar es descargarse la app de Microsoft authenticator y configurar dicha app para utilizarlo como segundo factor de seguridad. Esta app es la misma que la que se utiliza para tener acceso a Office365 que progresivamente se ira desplegando en todo Osakidetza.

A continuación, dejamos un enlace a la documentación donde se explica la descarga y configuración de dicha app

[Microsoft Authenticator-Configuracion.pdf](#)

1.2. Descargar app Irudigune

Buscaremos la app en la tienda que corresponda a nuestro sistema operativo móvil (PlayStore si utilizamos Android o AppStore si utilizamos IOS).

O bien podemos escanear el siguiente QR desde el cual accedemos directamente al store.



1.3. Primer acceso a la app de Irudigune


Tras pulsar el icono de Irudigune se mostrará la pantalla de acceso.




Al pulsar "acceder" en la misma accederemos a las pantallas propias de Azure AD donde el usuario tiene primero que introducir su email corporativo.




Y a continuación la contraseña que utiliza para abrir sesión en el pc de sobremesa




Tras lo cual al usuario se le presentará la siguiente pantalla y tendrá que abrir el Microsoft authenticator para validar el inicio de sesión.




Una vez validada la sesión, la aplicación validará que el usuario que accede tiene un perfil sanitario en Osakidetza (personal médico y de enfermería DUE). Esta acción puede tardar un tiempo.



La primera vez que el usuario acceda se le solicitará que acepte las condiciones de uso




Y adicionalmente se le mostrará la guía de adquisición de imágenes dermatológicas, cara a su futuro posible análisis por un algoritmo



Finalmente se mostrará la pantalla desde la cual iniciar una sesión fotográfica asociada a la petición de consulta de OG.



Resaltar que el profesional que se lo lee en el móvil tiene que coincidir con el profesional conectado en OGP que genera la petición de consulta a especializada. Así desde el **gadget “Petición de Consultas”** de OGP se pintará un QR. Para añadir fotos a la petición de consulta, el profesional tendrá que pulsar en el icono QR



Prueba Falso Irun Prueba Falso Iru
 Hombre 25 años CIC: 2151450 24/10/2019
 Días de estancia: 1458 N° cama: ZVC09

Petición de Consultas - Prueba Falso Irun, PRUEBA FALSO IRUN PRUEBA FA

Consultas

Tipo Consulta
☐ Primera ☐ Sucesiva ☒ No presencial ☐ Enfermería

Servicio: DERMATOLOGÍA Centro: ORGANIZACION DE SERV. VIRTUAL - CENTRO VIRTUAL Sección: DERMATOLOGÍA Estado: Pendiente solicitud cita

Prestación: CONSULTA NO PRESENCIAL

MOTIVO DE LA PETICIÓN
 Prueba manual

Última petición: Pendiente solicitud cita F. Petición 19/09/2023

Información adicional

Alertas
 ALERGIAS:
 Alergia: AINES;

Observaciones paciente

RAM:
 Adjuntos

Guardar

Mi Servicio ☐ Mi Episodio ☐ Ver por Procesos

De manera que en pantalla se presentará el QR asociado a dicha petición

Prueba Falso Irun Prueba Falso Iru
 Hombre 25 años CIC: 2151450 24/10/2019
 Días de estancia: 1458 N° cama: ZVC09

Petición de Consultas - Prueba Falso Irun, PRUEBA FALSO IRUN PRUEBA FA

Consultas

Tipo Consulta
☐ Primera ☐ Sucesiva ☒ No presencial ☐ Enfermería

Servicio: DERMATOLOGÍA Centro: ORGANIZACION DE SERV. VIRTUAL - CENTRO VIRTUAL Sección: DERMATOLOGÍA Estado: Pendiente solicitud cita

Prestación: CONSULTA NO PRESENCIAL

MOTIVO DE LA PETICIÓN
 Prueba manual

Última petición: Pendiente solicitud cita F. Petición

Información adicional

Alertas
 ALERGIAS:
 Alergia: AINES;

Observaciones paciente


RAM:
 Adjuntos

QR Sesión Fotográfica


Guardar

Mi Servicio ☐ Mi Episodio ☐ Ver por Procesos


El profesional en el móvil tendrá que pulsar el botón escanear QR Osabide Global y leer el código que se presenta en la pantalla del PC de forma que comenzará la sesión fotográfica del paciente.



La primera vez, la app solicitará los permisos para utilizar la cámara.



Y el profesional podrá ir realizando cuantas fotos estime oportunas pulsando el botón "hacer foto".



Comentar que dichas fotos en ningún momento se almacenarán en el dispositivo móvil, si no que se subirán a la nube de Osakidetza. En caso de detectarse problemas de cobertura, en el móvil se avisará de dicha problemática al profesional.





Mientras las fotos estén en estado borrador, no serán visibles desde OG - OGP. Para poder verlas en la petición de consulta, primero es necesario cerrar la sesión fotográfica mediante el botón "finalizar sesión de fotos".






En ese momento las fotos se mostrarán adjuntas a la petición.


Las fotos pueden incorporar comentarios individuales, que se podrán escribir tanto desde el dispositivo móvil como desde la petición de consulta en OGP. Para acceder a las notas desde el móvil simplemente realizar doble click sobre la foto. Se cargará la foto original y se podrán añadir los comentarios.



Adicionalmente las fotos también se podrán consultar desde el gadget “Marcar imagen”, como imágenes que son del paciente.



Por último, cuando se desee dejar de usar la aplicación, para cerrar la sesión en el dispositivo se tiene que realizar en dos pasos. Primero en la app de Irudigune indicar que se quiere cerrar la sesión.



Y en un segundo paso en la pantalla de Microsoft, confirmar que se cierra dicha sesión para la cuenta que se utilizó para la conexión.

