


PLUGIN GESTOR DE INFORMES

Funcionalidad "Precargar último informe" (OSAKICROSS-1935)

Se añade un botón a la cabecera del gestor de informes que permite precargar el **contenido del último informe definitivo** en un **nuevo** informe que use la misma plantilla.



El botón estará visible si...:

- Existe un informe definitivo previo con la misma plantilla (si hay varios informes, se obtiene el más reciente).
- El informe actual es editable y se encuentra en estado Borrador o PreBorrador [Creado].

Se ocultará cuando el informe actual ya está firmado, se guarda como definitivo o se crea una copia para editar (botón lápiz).

Al pulsar el botón, se muestra un mensaje de confirmación



El proceso obtiene el contenido del último informe definitivo, y después actualiza las funciones y variables con sus valores más recientes.

Importante: se actualizarán los valores que proceden de funciones y elementos RIC. Es decir, todos aquellos que disponen de la opción "Refrescar elemento". No se actualiza los textos insertados por otros métodos (p.ej. Si se han incrustado prerredactados).

Los datos de firmas y fechas definitivas que provienen del informe anterior se dejan en blanco.

PLUGIN PROCESO QUIRÚRGICO

Solicitud quirúrgica: Fecha de caducidad de preoperatorio (OSAKICROSS-1935)

Se incluye el nuevo campo fecha de caducidad preoperatorio en la pantalla de solicitud de intervención.

El campo "Caducidad Preoperatorio" está situado en la zona derecha de la pantalla junto a los datos que rellena el anestesta.



Este campo es opcional y editable para introducir la fecha manualmente.

Cuando se informa la fecha de caducidad del preoperatorio, se debe especificar también la fecha de preoperatorio, y la fecha caducidad debe ser mayor que la fecha de preoperatorio. En caso contrario, se mostrará un mensaje informando al profesional.



PLUGIN PETICIÓN DE RADIOLOGÍA

Modificaciones en la impresión de volantes RX y cambiar desplegable de lateralidad (PPM 80429).

Se modifica la impresión de volantes de RX para que no se impriman automáticamente sino a demanda.

En los volantes de RX se añade el centro de destino, aunque estén solicitados al mismo centro (hasta ahora si era el mismo centro no aparecía el centro de destino).

Erradiologiako Bolantea / Volante Radiología

 Osakidetza TXAGORRITXU OSPITALEA HOSPITAL TXAGORRITXU HUA-TXAGORRITXU JOSÉ DE ATXOTEGUI, S/N	IKK:	10646066	Jaioteguna:	23/11/2012
	CIC:		F. Naci.:	
	Adina:	12	Sexua:	Hombre
	Edad:		Sexo:	
	Izena:	Ouways, MANSO ARBAOU		
	Nombre:			
	Zerbitzua:	APARATO DIGESTIVO		
	Servicio:			
	Atala:	APARATO DIGESTIVO GRAL.		
	Sección:			
	Erizaintzako Unit.:	UE3B	Ohea:	3232
	Unid. Enfermería:		Cama:	

Zerbitzutik:	APARATO DIGESTIVO GRAL.	Zerbitzura:	RADIODIAGNOSTICO GRAL.
Del servicio:		Al servicio:	
Profesionala:	Madrid Conde, M.Teresa	Zentrora:	TXAGORRITXU H.
Del profesional:		Al centro:	
Proba:	111	Proba:	RX TORAX CON MARCAJE PEZONES
Prueba:			


En las peticiones de radiología que se requiera lateralidad, se cambia el desplegable por 3 opciones excluyentes (Izquierdo, Derecho, Bilateral).

Pruebas Seleccionadas				
Prueba	3D	Lateralidad	Informar	Observaciones paciente
RX PARRILLA COSTAL		☒ Izquierdo ☐ Derecho ☐ Bilateral	☐	

Impresión de los volantes en Petición de radiología (PPM 81750 Versión 3.3.4)

Modificación para mostrar la funcionalidad de imprimir en las pruebas que están pendiente de cita.

En la pantalla de Resumen peticiones aparecerá el icono de imprimir el volante en la parte superior derecha:




Al pulsar sobre esta opción se imprimirá el volante de las pruebas indicadas en el listado.

Mejoras en el Gestor de Peticiones: Evolución del plugin Petición de Pruebas para solicitar múltiples pruebas en un mismo acto e incluir prerredactados (PPM 80429) (Versión 3.3.2)


Se ha modificado la pantalla de petición de pruebas para permitir solicitar múltiples pruebas a la vez desde la misma ventana.

A partir de ahora, cuando se pulse sobre el *plugin* “Petición de Pruebas” para crear una nueva petición, se mostrará la siguiente pantalla:




En la parte superior aparecerá un listado donde se podrán añadir las pruebas necesarias y se ha incorporado el desplegable “Prerredactados” que permitirá rellenar el campo “Motivo” a partir de ellos manteniendo la posibilidad de escribir un texto como se hacía hasta ahora.


Para seleccionar las pruebas pulsaremos sobre el icono “Añadir procedimiento” situado en la cabecera del listado “Pruebas Seleccionadas”.



Una vez pulsado, se abrirá sobre la pantalla una nueva ventana donde seleccionaremos el procedimiento, el centro y el servicio-sección destino



Además, si la prueba lo requiriera, se mostrarán las opciones de Lateralidad:




En esta pantalla se deberán rellenar todos los campos antes de pulsar el botón “Añadir”, en caso contrario se mostrará un mensaje indicándolo:




Si es necesario informar la lateralidad de la prueba también se avisará si no se ha rellenado:



Cuando se hayan rellenado todos los campos pulsaremos el botón “Añadir”.




Al añadir el procedimiento, se cerrará la pantalla de selección y se recargará el listado “Pruebas Seleccionadas” de la ventana de petición de pruebas con la prueba elegida.



Mediante el mismo proceso que antes, podremos añadir tantas pruebas como necesitemos, además podremos informar las observaciones e incluir adjuntos para cada una de las pruebas sobre el propio listado de “Pruebas Seleccionadas”.

Para añadir observaciones bastará con hacer clic sobre el campo de texto “Observaciones paciente”, lo que desplegará una caja de texto donde escribiremos lo que sea necesario. Para incorporar un adjunto pulsaremos sobre el icono “Añadir Adjunto” de la columna “Adjuntos”.

Si antes de grabar la petición queremos eliminar una prueba que hayamos añadido, lo podremos hacer pulsando el aspa roja “Eliminar procedimiento de la selección” que aparece junto al nombre de la prueba que queramos eliminar.



Petición de Pruebas -

Prueba	Lateralidad	Estado	Observaciones paciente	Adjuntos
PIELOGRAFIA ASCENDENTE	☐ Izquierdo ☒ Derecho ☐ Bilateral	Pendiente solicitud cita		+
COLONOSCOPIA CON SEDACION		Pendiente solicitud cita		+

Prerredactados:

Motivo:

Prioridad:
☒ Ordinaria
☐ Preferente
☐ Urgente

Fecha deseada de la cita: Selecciona fecha


Indicaciones cita:

Información adicional:

Alertas:
 ALERTAS :
 ARA II; ARA II; ARA II; ARA II; ARA II;
 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO :
 ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO DIABETES; ATENCIÓN AL

Tipo visita:
☒ Diagnóstica
☐ Control

Para rellenar el campo “Motivo” de la petición se podrá hacer como hasta ahora escribiendo el texto deseado, o seleccionando uno de los prerredactados de la lista desplegable “Prerredactados”.



Pruebas Seleccionadas

Prueba	Lateralidad	Estado	Observaciones paciente	Adjuntos
PIELOGRAFIA ASCENDENTE	☐ Izquierdo ☒ Derecho ☐ Bilateral	Pendiente solicitud cita		+

Prerredactados: **Cardiología: Petición de Ecocardiograma Doppler Transtorácico**

Motivo:

Motivo para:


Prioridad:
☒ Ordinaria
☐ Preferente
☐ Urgente

Información adicional:

Alertas:
 ALERTAS :
 ARA II; ARA II; ARA II; ARA II; ARA II;
 PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO :
 ATENCIÓN AL PACIENTE CRÓNICO DIABETES; ATENCIÓN AL

Tipo visita:
☒ Diagnóstica
☐ Control

Una vez completados todos los campos necesarios para la petición, pulsaremos el botón “Guardar”, tras lo que se refrescará el estado de cada prueba en el listado “Pruebas Seleccionadas”. Todos los campos de la pantalla quedarán bloqueados a excepción de la sección “Consentimiento Informado entregado y firmado” que se habrá hecho visible y nos permitirá crear consentimientos informados asociados a las pruebas si fuera necesario.



Si queremos modificar algún dato de la petición de la prueba, visualizar su información o imprimir el volante para la misma, se deberá hacer de la forma habitual accediendo de manera individual a la misma.

