




Osakidetza

Aplicación: Osabide Global (B40)

Divulgación contenido versión: V3.5.3

Fecha: 10/07/2026

**Subdirección de Informática y
Sistemas de información**

Desarrollo y Mantenimiento de Aplicaciones

Índice

1	PANEL CLÍNICO	4
1.1	VALORACIONES RADIOLOGÍA.....	4
1.1.1	Mostrar valores de peso y laboratorio en pantalla valoraciones de radiología (PPM 81553) ...	4
1.2	GIP – Programa Cribado Cáncer de Cérvix: modificaciones en la ventana de kits de autotoma	4
2	CENSOS.....	5
2.1	CONSULTAS EXTERNAS.....	5
2.1.1	Filtro en el censo para ver sólo los pacientes con campanita (PPM 79756)	5
2.1.2	Búsqueda de pacientes (PPM 78947)	6
2.2	URGENCIAS.....	7
2.2.1	Modificación Hoja de Parte de Traslado a Mortuorio (PPM 78694)	7
2.2.2	Añadir CIC en el Volante de Traslado a pruebas (PPM 79052)	8
3	VISTA DEL PACIENTE.....	9
3.1	PLUGIN PLAN INDIVIDUALIZADO	9
3.1.1	Incorporar Planes compartidos en el gadget Plan individualizado (PPM 81212).....	9
3.2	PLUGIN GESTOR DE INFORMES.....	9
3.2.1	Mantener el formato de los preredactados en informe final (PPM 80205).....	9
3.3	PLUGIN EVOLUTIVOS PACIENTE	9
3.3.1	Itzulbide: Revisar la traducción (PPM 81729).....	9
3.4	PLUGIN FORMULARIOS.....	11
3.4.1	Vacunación (Versión 3.5.1)	11
3.4.2	Vacunación código NTIN y Traza (Versión 3.5.2).....	15
3.5	PLUGIN VISOR VARIABLES CLÍNICAS	15
3.5.1	Añadir selector del contexto en la selección de RICs (OSAKICROSS-1664) (Versión 3.5.2)	15
4	OTROS	16
5	BUG.....	16
5.1	Acceso Osanaia desde Vista Paciente en Hospital de Día. (PPM 82496).....	16
5.2	Censo Bloque Quirúrgico - Nombre de los médicos. (PPM 82564)	17
5.3	Petición de pruebas desde una guía - Petición vacía (PPM 82481).....	17
5.4	Volante de solicitud de transfusión sin código de barras (PPM 82618)	17
5.5	Plugin de alertas y alergias (PPM 82696).....	17
5.6	Plugin Pruebas Anatomía Patológica - Carga y reimpresión de volantes desde pruebas bajo gadget (PPM 82689).....	17
5.7	Plugin Últimas Actividades – Mostrar mensaje de error cuando no se puede recuperar un informe de RX o de Imágenes clínicas (PPM 82463).....	18
5.8	Error en la Apertura de la vista Paciente desde el Censo de Valoración de peticiones (PPM 82827)	18
5.9	Correcta visualización del campo teléfono en el informe planificación del día en hospital a domicilio (PPM 82986).....	18
5.10	No se pueden copiar los informes de analíticas en el informe de alta (PPM 83073)	

(Versión 3.5.1)	18
5.11 Lectura de un Código Datamatrix con fecha incorrecta (PPM 83080) (Versión 3.5.2)	18
5.12 Errores al pegar en el gestor de informes texto copiado de otros informes (PPM 83112) (Versión 3.5.2)	19
5.13 Controlar en Citar consulta No Presencial que solo cite una vez (PPM 83096) (Versión 3.5.2)	19
5.14 Lectura de un Código Datamatrix sin caracter delimitador (Versión 3.5.3)	19

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	

1 PANEL CLÍNICO

1.1 VALORACIONES RADIOLOGÍA

1.1.1 *Mostrar valores de peso y laboratorio en pantalla valoraciones de radiología (PPM 81553)*

En la parte superior derecha de la pantalla de valoraciones de radiología, se añaden los iconos de “Peso” y “Laboratorio”.



Al poner el cursor encima de cada icono se mostrará el peso del paciente, y en el caso de Laboratorio el valor de las siguientes pruebas:

- 209 LBi-Creatinina
- 2584 Srm-Tasa de Filtración Glomerular (CKD-EPI)
- 2449 San-Hemoglobina
- 2574 Pla-Tiempo (Índice) de protrombina (%)
- 2444 Pla-INR (Ratio Internacional Normalizada)
- 2457 San-Plaquetas
- 192 Srm-Potasio

1.2 GIP – Programa Cribado Cáncer de Cérvix: modificaciones en la ventana de kits de autotoma

Se ha modificado la ventana de kits de autotoma, a la que se accede desde la ventana de gestión del programa de cáncer de cérvix, para añadir el icono



junto a cada CIC:

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	

 **Gestión Integral de Programas: KITS AUTOTOMA**

CIC	Estado	Fecha Envío Desde	Fecha Envío Hasta
Todos	Todos	04/01/2026	04/06/2026

CIC	Código de Kit	Estado	Envío	Entrada Ls	Procesado	Reenviar Kit	Cancelación	Motivo
1025183	17803297046496928092	Enviado	01/06/2026	01/01/0001	01/01/000		01/01/000	
1240413	17804001477012287243	Enviado	02/06/2026	01/01/0001	01/01/000		01/01/000	
2616716	17804016381226504167	Cancelado	02/06/2026	01/01/0001	01/01/000		02/06/202	CANCELACION DE A
11951929	17804738783049297623	Cancelado	03/06/2026	01/01/0001	01/01/000		03/06/202	CANCELACION DE A

Al pinchar sobre ese nuevo icono el sistema abrirá la ventana de tareas del gestor integral de programas de ese CIC:

 **Gestión Integral de Programas: TAREAS MARIA TRINIDAD GIMÉNEZ LIJO**

Por	Nombre Programa	SubProgramas
Mis Roles	Todos	Todos

Estado Tarea	Fecha Desde	Fecha Hasta
Todos	05/04/2020	04/06/2026

Tarea	Estado	Prevista	Realizada	Cumplir/ Incumplir	Rol	SubPrograma	Acciones
A. Solicitud Prueba Cribado Cérvix	Completada	02/06/2026	02/06/2026			CRIBADO CERVIX	
A. Solicitud Prueba Cribado Cérvix por Autotoma	Cancelada	04/12/2025	02/06/2026			CRIBADO CERVIX	
C. Visual. Rdo Muy Bajo Riesgo	Completada	14/12/2020	15/12/2020			CRIBADO CERVIX	
A. Solicitud Prueba Cribado Cérvix	Completada	09/12/2020	09/12/2020			CRIBADO CERVIX	

También se ha modificado en la ventana de kits la carga del combo de motivos de cancelación para cargar solo los motivos de cancelación asociados al programa de cáncer de cérvix.

2 CENSOS

2.1 CONSULTAS EXTERNAS

2.1.1 Filtro en el censo para ver sólo los pacientes con campanita (PPM 79756)

En la pantalla de censo de consultas externas, el filtro “Marcaje en sala” se verá o no en función de si está o no activado para el centro.

Este filtro permite filtrar por un campo adicional: la campanita

 12 de marzo de 2026


Servicio: CARDIOLOGÍA **Sección:** CARDIOLOGÍA GENERAL

Profesional: **Agenda:**


Ordenado por: Hora de la Cita **Ordenado por:** Apellido

Pendientes de contactar: **Marcaje en sala:**


Cuando Marcaje en sala está desactivado, se visualiza el censo como hasta ahora, filtrando por el resto de los campos:



Si Marcaje en sala se activa, se visualiza el censo filtrando además por aquellos pacientes que tienen la campanita:



Los centros que no tienen activado el marcaje en sala siguen visualizando la pantalla como hasta ahora, sin posibilidad de activar el filtro:



2.1.2 Búsqueda de pacientes (PPM 78947)

En el filtro de la ventana de búsqueda de pacientes se cambia el campo Historia por Tarjeta de identificación sanitaria (TIS); siendo obligatorio buscar al menos por TIS, DNI, CIC o Primer apellido.



En el caso de no buscar al menos por TIS, DNI, CIC o Primer apellido sale este mensaje.

 Osakidetza	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	



Búsqueda Pacientes

Debe introducir al menos el TIS, DNI, CIC o el primer apellido del paciente.

 Aceptar

2.2 URGENCIAS

2.2.1 Modificación Hoja de Parte de Traslado a Mortuorio (PPM 78694)

En el informe "Parte de Traslado" se añaden nuevos campos:

 Donostia Unibertsitate Ospitalea Hospital Universitario Donostia PARTE DE TRASLADO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Nº.Historia</td> <td style="width: 15%;">Episodio</td> <td style="width: 30%;">Fecha Ingreso</td> <td style="width: 40%;">CIC</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">42007796</td> <td style="text-align: center;">10/09/2024 13:39:00</td> <td style="text-align: center;">3506773</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Nombre y Apellidos</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">PRUEBA PACIENTE PRUEBA PACIENTE PRUEBA</td> </tr> <tr> <td colspan="2">F.Nacimiento</td> <td colspan="2">Servicio</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">01/07/1954 0:0</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">URGENCIAS</td> </tr> </table>	Nº.Historia	Episodio	Fecha Ingreso	CIC	99	42007796	10/09/2024 13:39:00	3506773	Nombre y Apellidos				PRUEBA PACIENTE PRUEBA PACIENTE PRUEBA				F.Nacimiento		Servicio		01/07/1954 0:0		URGENCIAS	
Nº.Historia	Episodio	Fecha Ingreso	CIC																						
99	42007796	10/09/2024 13:39:00	3506773																						
Nombre y Apellidos																									
PRUEBA PACIENTE PRUEBA PACIENTE PRUEBA																									
F.Nacimiento		Servicio																							
01/07/1954 0:0		URGENCIAS																							

ENVIO A Mortuorio el (1)..... de..... de.....

NOTA: Si es feto o miembro adjuntese certificado.

Con el Celador D. _____

Con el Celador D. _____

(2)

(1) { cadáver
feto
miembro

(2) { Si es feto
póngase el nombre
de la madre

a las horas

del de de.....

Conducción (a funeraria):

☐ Sí

☐ No (Especificar causa)


☐ Judicial
☐ Paciente (o familia) extranjero
☐ Problema social
☐ Autopsia clínica
☐ Otras

La Supervisora o Enfermera encargada	Firma	Fecha
Aguillo Garcia, Arantza		10/09/2024
		Hora 13:46:34


 Osakidetza	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	

2.2.2 Añadir CIC en el Volante de Traslado a pruebas (PPM 79052)

Desde el censo de Urgencias, cuando se accede a un paciente




en Datos Generales del Paciente, se puede marcar Traslado a Pruebas:



Eso lleva a la pantalla del traslado de celadores

Traslados Celadores



Y al grabar se imprime un volante de Traslado a pruebas. En este volante se ha suprimido el campo Número de Historia y en su lugar se visualiza el CIC:

 TXAGORRITXU OSPITALEA HOSPITAL TXAGORRITXU	Izen-abizenak / Nombre y apellidos: 12.12.1975 FERNANDEZ MEJIA Sexua / Sexo: HOMBRE Adina / Edad: 42.0 AÑOS IKK / CIC: 11701184 Zerbitzua / Servicio: URGENCIAS GENERALES Episodio /Episodio: 2.00000
SOLICITUD DE DESPLAZAMIENTO	

SERVICIO DE URGENCIAS

3 VISTA DEL PACIENTE

3.1 PLUGIN PLAN INDIVIDUALIZADO

3.1.1 Incorporar Planes compartidos en el gadget Plan individualizado (PPM 81212)

Se añade un nuevo icono en el plugin Plan Individualizado para acceder al Gestor de Informes del tipo “Planes compartidos”.



3.2 PLUGIN GESTOR DE INFORMES

3.2.1 Mantener el formato de los prerredactados en informe final (PPM 80205)

Se ha realizado la corrección para que al añadir un prerredactado a los informes, bien arrastrándolo desde el plugin de Prerredactados o bien incrustándolo o arrastrándolo desde el menú Incrustar-> Prerredactado, se mantenga el formato del prerredactado.

3.3 PLUGIN EVOLUTIVOS PACIENTE

3.3.1 Itzulbide: Revisar la traducción (PPM 81729)

Se incluye una nueva funcionalidad que permite la revisión de las traducciones al acceder desde el menú contextual a la opción “Traductor Evolutivo” donde aparece el botón “Revisión traductor” que mostrara una ventana donde se puede introducir el texto para realizar la revisión de la traducción del evolutivo.

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	

 Traducción automática no revisada

Revisar la Traducción

28 agosto 2019, miércoles

2:07:14



Administrador

Tranquila durante la noche. Sin presencia de DPS.

Desde esta ventana se guarda la revisión realizada.

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	

3.4 PLUGIN FORMULARIOS

3.4.1 Vacunación (Versión 3.5.1)

Para poder leer un código DataMatrix es necesario disponer de un lector habilitado para su lectura.

El lector Honeywell Modelo HF680 está capacitado para dicha lectura.




El código DataMatrix, es un código con la siguiente apariencia:



No sirven los códigos de barras tradicionales. Si lee un código de barras de los que son barras verticales, el sistema no puede obtener la información y mostrará un mensaje “Se ha leído parte del código pero no completo. Revíselo”. Es porque la información que trae ese código de barras no incluye los datos necesarios.

Cuando pulsa en un formulario de vacunación, en la parte superior derecha de la pantalla que se abre, se muestra una imagen con un lector de código de barras:



Pulsando en él, se abre una ventana



Lectura de código Datamatrix

Fecha Caducidad		
Lote		
Código Nacional		

Borrar datos

En el momento en el que se abre la ventana, en la pantalla que queda por detrás, cambia la imagen por la de un código de barras:




En la pantalla abierta de “Lectura de código Datamatrix” se puede leer el código Datamatrix que viene incluido en las vacunas . Ese código se analiza y se divide en los campos que ve en pantalla.


Los campos que muestran al lado una imagen de un bloc de notas



pueden copiarse al portapapeles para ser pegados en cualquier otra pantalla. Siempre que haya datos que se puedan copiar, al pulsar en esta imagen le indicará que se han copiado los datos al portapapeles:



Si no hubiera información a copiar, también se indica:



La copia debe realizarse campo a campo.

Al desplazarse a otra pantalla donde pegar los elementos copiados, puede que la pantalla de Lectura de código Datamatrix quede oculta. Si no está oculta, puede pulsar en ella para copiar más datos. Si estuviera oculta, para recuperarla, debe pulsar en la imagen del código de barras que se ha indicado anteriormente:

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	



Esto traerá al frente la pantalla con los datos que tuviera anteriormente.

En la lectura del código pueden darse distintas situaciones:

Que la vacuna haya caducado. En ese caso, la fecha de caducidad se visualiza en rojo y todos los dibujos de copiar desaparecen:



The screenshot shows a window titled "Lectura de código Datamatrix". It contains the following fields and values:

- Fecha Caducidad: 30/11/2025 (highlighted in red)
- Lote: VCPF1
- Código Nacional: 6947272
- País: España
- Button: Borrar datos

Que alguno de los campos no venga informado en el código leído. En ese caso, la información que falta se ve en fondo amarillo y la que está disponible se ve en fondo blanco:



The screenshot shows a window titled "Lectura de código Datamatrix". It contains the following fields and values:

- Fecha Caducidad: 31/10/2035 (with a calendar icon)
- Lote: V004 (with a calendar icon)
- Código Nacional: Two yellow rectangular boxes indicating missing information.
- Button: Borrar datos

Puede haber una combinación de los dos anteriores: fecha caducada e información incompleta:

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	


Lectura de código Datamatrix

Fecha Caducidad 31/10/2025

Lote

Código Nacional

Puede venir toda la información, en cuyo caso todos los campos se visualizan en fondo blanco:


Lectura de código Datamatrix

Fecha Caducidad 

Lote 

Código Nacional 

En el caso del Código Nacional, si el código de la vacuna no fuera de España se visualizaría el que venga en la vacuna, pero en color amarillo para diferenciarlo de los casos en los que el Código Nacional es España.

Si al leer el código de barras encuentra algo que no corresponde a lo esperado o se produce algún tipo de error con la lectura, se muestra un mensaje de aviso:

AVISO
×



Se ha leído parte del código, pero no completo. Revísalo

Esta situación puede dar lugar a que haya alguno o todos los campos vacíos (en amarillo). La información que visualice en pantalla deberá ser revisada con lo que venga en el envase de la vacuna.

Aunque se pueden leer un código tras otro, y la información se va actualizando en pantalla, en esta pantalla hay un botón de “Borrar datos” que permite vaciar la información visualizada de cara a una nueva lectura con todo en blanco. También puede cerrar la ventana, en cuyo caso el dibujo en la pantalla del visor pasa a ser de nuevo un lector de código de barras, y abrirla de nuevo.

Si por un casual las lecturas de código DataMatrix no estuvieran apareciendo en la pantalla, este botón de Borrar datos permite recuperar de nuevo el control. El mismo efecto se obtiene también pulsando con el ratón en la pantalla de lectura.

3.4.2 Vacunación código NTIN y Traza (Versión 3.5.2)

Tener en consideración la información sobre el lector y el código de barras a leer indicado en el apartado anterior.

Al leer el código DataMatrix, se incorpora en esta versión la lectura de códigos que tienen una codificación diferente (NTIN).


El funcionamiento de la aplicación no se ve afectado, simplemente detecta que el código DataMatrix es distinto y extrae la información de otro modo diferente a como lo hace en los otros códigos.

En el caso de que el lector de código de barras no esté bien configurado, es posible que la información que lea no sea la correcta. El mensaje que da la aplicación es: “Se ha leído parte del código pero no completo. Revíselo”.

3.5 PLUGIN VISOR VARIABLES CLÍNICAS


3.5.1 Añadir selector del contexto en la selección de RICs (OSAKICROSS-1664) (Versión 3.5.2)

Se ha incluido un selector de contexto en la pantalla de selección de RICs, a elegir entre contexto global (valor seleccionado por defecto) y contexto de embarazo, debido a la necesidad de poder incluir las variables clínicas definidas para la nueva cartilla de embarazo que se está desplegando en la red.



ID	Nombre	Código	Vigente
183750	Analgesia/anestesia parto madre	Analgesia/anestesia parto madre	✓
162357	Fecha estimada del parto	Fecha estimada del parto	✓
217480	Muerte anteparto (≥ 14+0 sem) feto1	Muerte anteparto (≥ 14+0 sem) feto1	✓
217481	Muerte anteparto (≥ 14+0 sem) feto3	Muerte anteparto (≥ 14+0 sem) feto3	✓
217759	Muerte anteparto (≥ 14+0 sem) feto2	Muerte anteparto (≥ 14+0 sem) feto2	✓
217760	Amenaza de parto pretérmino	Amenaza de parto pretérmino	✓
180965	Altura uterina parto	Altura uterina parto	✓
180966	Duración del parto	Duración del parto	✓

Al poder seleccionar el contexto de embarazo, se pueden visualizar los diferentes valores registrados para las variables seleccionadas en la tabla del visor:



Elemento RIC	Última Fecha	Último Valor	29/06/2026	01/06/2026	15/05/2026	13/05/2026	12/05/2026
CTG feto1	01/06/2026 9:34	Tranquilizador		Tranquilizador	Dudoso	Tranquilizador	
Act. Cardíaca Feto1 ECO	29/04/2026 9:59	Presente					
Bishop valor escala	12/05/2026 11:57	8					8
Fecha estimada del parto	22/04/2026 8:21	07/09/2026					
Ganancia peso embarazo	29/06/2026 11:01	42,08	42,08	10,08	69,41	49,08	
Peso fetal (percentil)	15/05/2026 8:54	85,6			85,6		
Otros diagnósticos feto1	13/05/2026 10:52	Otros Feto1 a b c d ...				Otros Feto1 a b c d ...	
Mortalidad RN1							
Consumo de tabaco	13/08/2025 13:25	Fumador/a Pasivo/a					
Número de cigarrillos/día actual	15/05/2026 8:54	8			8		
Nº cigarrillos/día previo							
P38 cigarrillos/día							

4 OTROS

5 BUG

5.1 Acceso Osanaia desde Vista Paciente en Hospital de Día. (PPM 82496)

El problema se daba cuando se accedía desde Hospital de día en la vista del

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	

paciente a una cita cuyo centro es distinto que el del episodio.
Se corrige la búsqueda de la configuración de las unidades de enfermería que tienen permiso de acceso para que las encuentre por el centro de la cita y no por el centro del episodio; abriendo correctamente Osanaia en el caso de estar configurados los permisos para la Unidad de enfermería.

5.2 Censo Bloque Quirúrgico - Nombre de los médicos. (PPM 82564)

El problema se daba en que al mostrar el listado del Censo Bloque Quirúrgico el nombre del profesional aparece cortado por el principio.
Se corrige el tamaño de las columnas para que no se solapen con la columna del nombre del profesional.

 Censo Bloque Quirúrgico

Centro	Profesional	Estado	Lista	Fecha Desde	Fecha Hasta
TXAGORRITU H.	TODOS	TODAS	TODAS	08/05/2021	08/05/2021
Ordenado por Fecha					
A	08/05/2021	QUG2		HEMATURIA	TOLOSA LIZAGUIRRE EGORTZ
Regi. urge.	091360	BQURG		Excción en vesiga, abordaje cirúrgico natural o artificial endoscópico	
A	08/05/2021	QUG2		lux astragalo	GUADILLA ARSUAGA JORGE
Regi. urge.	093612	BQURG		Reposición en articulación total, izquierda de dispositivo de fijación interna, abordaje abierto. a)	
C	08/05/2021	QUG1		absceso mamario	GASTACA ABASOLO IRENE
Regi. urge.	613169	BQURG		Drainaje en mama, izquierda, abordaje externo. a)	
A	08/05/2021	QUG1		gestación ectópica	GASTACA ABASOLO IRENE
Regi. urge.	10261595	BQURG		Resección en trompa de falopio, izquierda, abordaje endoscópico. a)	

5.3 Petición de pruebas desde una guía - Petición vacía (PPM 82481)

Se corrige el comportamiento de la pantalla de Petición de Pruebas para que cuando se pida una prueba desde una guía, se muestre automáticamente la ventana de selección de prueba con la prueba que indicaba la guía ya seleccionada.

5.4 Volante de solicitud de transfusión sin código de barras (PPM 82618)

Se corrige el volante de solicitud de transfusión para que se imprima el código de barras de la solicitud.

5.5 Plugin de alertas y alergias (PPM 82696)

Se ha modificado la apertura del módulo de Alertas y Alergias para que se puedan visualizar todos los documentos asociados a una Alerta o Alergia incluidos los que se encuentran en internet que actualmente no se visualizan.

5.6 Plugin Pruebas Anatomía Patológica - Carga y reimpresión de volantes desde pruebas bajo gadget (PPM 82689)

Se corrige el error que se producía al cargar bajo gadget las pruebas de

	Nombre del documento: Osabide Global. Divulgación de versiones		
	Versión: V3.5.2	Fecha: 01/06/2026	

anatomía patológica de un paciente y que impedía tanto mostrar las pruebas como reimprimir los volantes cuando el episodio tiene fecha de inicio a futuro.

5.7 Plugin Últimas Actividades – Mostrar mensaje de error cuando no se puede recuperar un informe de RX o de Imágenes clínicas (PPM 82463)

Se realiza la corrección para que cuando no se pueda recuperar un informe de RX o Imágenes clínicas desde el icono que se muestra a la izquierda de la prueba en Últimas Actividades se muestre el mensaje de aviso "No se ha podido recuperar el informe."

5.8 Error en la Apertura de la vista Paciente desde el Censo de Valoración de peticiones (PPM 82827)

Se corrige el error que se producía cuando se abría la vista Paciente al acceder desde el Censo de Valoración de peticiones pendientes, en el caso de que la OS de origen del episodio del paciente es diferente a la OS de destino.

5.9 Correcta visualización del campo teléfono en el informe planificación del día en hospital a domicilio (PPM 82986)

Cuando se imprimía la planificación del día en hospital a domicilio el primer teléfono de contacto del paciente se mostraba sin el último dígito. Se corrige dicho informe mostrando el campo teléfono completo.

5.10 No se pueden copiar los informes de analíticas en el informe de alta (PPM 83073) (Versión 3.5.1)

Se corrige el error que impedía copiar los informes de analíticas de GestLab y pegarlos en los informes del Gestor de informes.

5.11 Lectura de un Código Datamatrix con fecha incorrecta (PPM 83080) (Versión 3.5.2)

Al leer un código Datamatrix con una fecha incorrecta, por ejemplo 00/01/21) se producía una excepción. Se ha corregido para evitar procesar fechas erróneas. En este caso, muestra un mensaje indicando que la fecha es incorrecta y se impide copiar cualquier dato recogido del código Datamatrix.

También se ha solucionado el problema reportado al traer la ventana de lectura de código Datamatrix al frente, que no funcionaba en el caso de que el formulario existiese.

5.12 Errores al pegar en el gestor de informes texto copiado de otros informes (PPM 83112) (Versión 3.5.2)

Se corrige el error que provocaba que al pegar en un informe textos copiados de otros informes no se pegaran correctamente eliminándose saltos de línea y visualizando de manera incorrecta los caracteres con tilde y la letra ñ.

5.13 Controlar en Citar consulta No Presencial que solo cite una vez (PPM 83096) (Versión 3.5.2)

Se corrige que al pulsar el botón enviar solo se envíe una vez el citar consulta no presencial.

5.14 Lectura de un Código Datamatrix sin caracter delimitador (Versión 3.5.3)

Para evitar errores de lecturas no se permite leer códigos que no incluyan un carácter delimitador.

Cuando un usuario intenta leer uno de estos códigos, la aplicación le dice que se “Ha leído parte del código, pero no completo. Reviselo”.

Para entender el problema, se puede abrir el bloc de notas y leer el código de barras en esa pantalla, siempre teniendo en cuenta que lo que se lee es un código del tipo:



Lo normal es que en el texto aparezca GS en algún lugar, bien como [GS], bien como 'GS+', etc.

Si lo que está visualizando en el bloc de notas no tiene GS, es porque el lector no está bien configurado o el código de barras no cumple los requisitos, debiendo contactar con su soporte técnico para la subsanación del problema.