

HONDAKINAK GARBITZEKO ETA KUDEATZEKO JARRAIBIDEAK KORONABIRUS

OSASUN MATERIALA GARBITU ETA DESINFECTATZEA

- Koronabirusak osasun-ingurunean erabili ohi diren desinfektatzaileekiko sentikorrak dira. Erabilitako produktuen fitxa teknikoan maila bihurria eta UNE 14476 araua betetzen dutela egiaztatzea.
- Material ez-kritikoa (fonendoskopioa, tentsiometroa, termometroa...): pazientearentzat bakarrik erabiltzea eta gelan uztea gomendatzen da.
- Ondoren beste paziente batekin erabiliko den materiala behar bezala garbitu eta desinfektatu edo esterilizatu beharko da, material motaren arabera, zentroko ohiko protokoloen arabera.
- Berririo prozesatuko den materiala edukiontzi itxi batean garraiatuko da garbiketa-eremura.
- Osasun-zentroetan erabili ohi diren garbiketa- eta desinfekzio-produktuek birusa desaktibatze behar besteko gaitasuna dute. Ez da produktu berezirik behar. Desinfektatzailea duten paper-zapiak erabil daitezke.
- Materiala berriz prozesatzeko, langileek normalean erabiltzen duten norbera babesteko ekipoa erabiliko dute materiala garbitu eta desinfektatzeko.

GAINAZALAK ETA ESPAZIOAK GARBITU ETA DESINFECTATZEA

- Gainazalak eta espazioak behar bezala garbitzen direla ziurtatzea.
- Gaixoa eta/edo haren jariakinak kontaktuan egon diren gainazalen garbiketa eta desinfekzioa egin behar da.

Frogatuta dago koronabirusak desaktibatzen direla sodio hipokloritozko disoluzio batekin (% 0,1), etanolarekin (% 62-71) edo hidrogeno peroxidoarekin (% 0,5), minutu batean.
- Garbiketa eta desinfekzioa osasun-zentroko garbiketa- eta desinfekzio-politikaren barruan dagoen desinfektatzaile batekin egingo da (birus-efektuarekin). Gainazaletarako erabili eta botatzeko ehun-materiala erabiliko da. Desinfektatzailea duten paper-zapiak erabil daitezke. Garrantzitsua da gaixoaren inguruan hezetasunik ez izatea.
- Garbitzaileek prestakuntza eta informazioa jasoko dute boxean edo isolatuta dauden pazienteen gelan lehen sarrera egin aurretik, eta zehaztutako norbera babesteko ekipamendua erabiliko dute: mahuka luzeko mantal iragazgaitza, FFP2 maskara (gela sartu aurretik jarriko da), kanabera luzeko eskularruak (ez-esterilak) eta armazoi integraleko begi-babesa.

Eta aerosolak sortzeko arriskua dagoenean, ekipo hau erabiliko da: FFP3 eraginkortasun handiko maskara, armazoi integraleko edo aurpegi-babes osoko begi-babes doitua, kanabera luzeko eskularruak (ez esterilak) eta mahuka luzeko mantal iragazgaitza.

- Garbiketa orokorra beti hezean egingo da, gune garbienetatik zikinenetara.
- Erabili eta botatzeko materiala tapadun eta etiketadun hondakinen edukiontzi batean sartuko da, behar diren ohartarazpenekin.

Hondakinen kudeaketa

- Pazientearen arretan sortutako hondakinak berariazko hondakin sanitariotzat hartzen dira, II. taldea, eta, beraz, hondakin biosanitario berezi gisa ezabatu beharko dira.
- Sortutako hondakinak berariazko ontzietan, poltsa gorrian edo edukiontzi zurrun/erdizurrunean bildu behar dira. Poltsa/edukiontzia behar bezala itxiko da gelatik.
- Poltsa gorriak behar bezala itxita egongo dira, eta edukiontzi zurrun eta estankoetan bilduko dira. Edukiontzi horiek «bio-arriskua» izeneko piktogramarekin etiketatu beharko dira.

Lentzeria. Oheko arropa/langileak

- Arropa ez astintzea.
- Gaixoaren gelatik arropa kentzeko, gomendioak hartuko dira kontuan, gela barruan poltsaratuta eta itxita.
- Arropa poltsa biodegradagarri/disolbagarri batean sartuko da uretan, eta poltsa hori, berriz, arrisku biologikoaren identifikazioa duen bigarren poltsa batean. Bilketa-tokira iristean, identifikatu egingo da, manipulatu ez dadin.

Baxera

- Ez da ontziteriarik behar, ez eta erabili eta botatzeko sukaldeko tresneriarik ere.

Jarraibide horiek osasun arloko agintarien gomendioetan oinarritzen dira, gaur egungo ezagutzan oinarrituta.

¹ 21/2015 Dekretua, martxoaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan hondakin sanitarioak kudeatzeari buruzkoa. EHAA 46. zk. (2015eko martxoaren 9a).

Gasteizen, 2020ko martxoaren 6an